

忙しい日々でも、「さっ」と使える。 コンパクトサイズのマッサージャー

「指圧」と「もみ」で足の疲れ・コリをほぐす

突起付き回転ローラーで足裏を「ストレッチ」と「グリグリ」指圧しながら、
波打つ立体クッションで足の側面を「グイグイ」もみほぐします。

突起付き回転ローラー



足裏全面を押し伸ばしながら、
突起でコリのポイントを
細かく押しほぐします。

立体クッション



足側面を大きく包み込み、
立体的に波打つ動きでもみほぐし、
血流促進させます。



webカタログ



フットマッサージャー リラレグ MCR4524C/K

製品サイズ / 質量(重量): W293×D188×H169mm / 約2.0kg (ACアダプター含む)

消費電力: 26W (電熱部: 3W) 生産国: 中国 JAN:C 4969182522976, K 4969182
522983 医療機器認証番号: 306AHBZX00012000



オートオフ
機能



ヒーター
機能



約2.0kg
軽量モデル



電気代
※
約4円

※電力量料金単価31円/kWhで算出(1ヶ月10分使用を想定)

ayrela
massage

フットマッサージャー リラレグ
MCR4524C/K
管理医療機器



Footmassager
RELALEG



疲れやすい「足裏のコリ」を 絶妙な力加減でもみほぐし

使いやすい「コンパクト設計」



使いたいときに「さっ」と使え、
足裏だけでなく疲れやすいふくらはぎや腕も
マッサージすることができます。

ヒーター機能付



※イメージ画像

人肌程度に温まるヒーター機能が
マッサージをアシスト。
心地よくマッサージできます。

マッサージモード3種類



①AUTOモード ②足裏モード ③ふくらはぎモード

選べる3種類のマッサージモードで、
動きの違うマッサージができ、
気分に合わせてもみほぐせます。

使った後の移動もカンタン



本体の両底面が湾曲しており、
本体を「ぱっ」と持ち上げやすく、
指が窪みに掛かり本体が滑りにくいです。

お問い合わせに関するご相談は

▲ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をごお読みください。
●本製品は一般家庭用マッサージ器です。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。(例) 血栓【そく(塞)栓】症・重度の動脈りゅう(瘤)・急性静脈りゅう(瘤)・各種皮膚炎・皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など。●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

・ベースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方・悪性しうよう(腫瘍)のある方・心臓に障害のある方・・温度感覚喪失のある方・・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方・・糖尿病などによる高血圧なめしよう(瘤)・循環障害からくる知覚障害のある方・・安静を必要とする方・・体温38℃以上(有熱期)の方・例1)急性炎症症状【けん(倦)怠感、悪寒、血色変動など】の強い時期・例2)衰弱しているとき。・骨粗しょう(骨)症の方・・せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど・急性【どう(疼)痛性】疾患の方。・ケガをしている方・・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方・・せきつい(脊椎)に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方・・皮膚に創傷のある方・・その他、医療機関で治療中の方・・上記以外に身体に異常を感じている方。

●本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感な方は使用しないでください。●日本国内でご使用ください。

効果・効能 疲労回復、血行促進、筋肉のコリ・疲れをほぐす、神経痛・筋肉痛の緩和

製品に関するお問い合わせ

0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)
アリインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江1-1-1

公式SNSアカウント



@ALINCO.Corporation



@alinco_fitness



@alinco_fitness



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。

●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。